

CRS отвердитель для акрилового лака MS



CRS отвердитель для акрилового лака MS (компонент 2), применяется в качестве второго компонента для отверждения CRS 2K-акрилового прозрачного лака MS. Отвердитель представляет собой раствор алифатических полиизоцианатов в смеси растворителей.

Состав отвердителя подобран для эффективного и быстрого отверждения лака MS. Отвердители для лаков MS и HS не являются взаимозаменяемыми.



Смешивание и разбавление

Компонент 1 лака перемешать, добавить CRS отвердитель для акрилового лака MS (компонент 2) в соотношении 2:1 по объему, вновь тщательно перемешать. При необходимости разбавить CRS 2K Acrylic Thinner в количестве от 0 до 10% по объему. Приготовленную смесь необходимо использовать в течение 2 ч.

Гарантийный срок хранения

12 мес. с даты изготовления, в невскрытой таре.

Условия хранения

В защищенном от влаги, атмосферных осадков, прямого солнечного света месте, вдали от источников тепла.

Не давать детям.